

Prendre des photos / Enregistrer des vidéos / Suivez les instructions ci-dessous

1 Entrer les données du patient (facultatif)


Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 20 du manuel d'utilisation.

Il existe trois méthodes pour enregistrer les données du patient : Saisir le numéro d'identification du patient, scanner un code QR (logiciel tiers requis) ou photographier son dossier.

2 Sélectionner le mode de prise de vue

Appuyez sur la touche **Mode** ou F1 pour afficher tous les modes préinstallés. Sélectionnez le mode optimal pour chaque indication.


Pour plus de détails sur chaque mode de prise de vue, voir la page de droite. Les paramètres par défaut de la caméra peuvent être modifiés et enregistrés en tant que modes personnalisés pour un usage ultérieur. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter à la page 24 du manuel d'utilisation.



3 Sélectionner le rapport de grossissement

Réglez le rapport de grossissement en faisant tourner la molette. (Le changement de rapport de grossissement n'est pas possible via l'écran tactile.)

En mode vidéo, la rotation de la molette permet de sélectionner la longueur focale.




Prendre des photos

4 Régler la distance de mise au point

Réglez la distance entre l'appareil photo et le sujet en tenant compte de la distance de mise au point optimale affichée en haut de l'écran. Ajustez la position de l'appareil photo jusqu'à ce que le sujet apparaisse nettement sur l'écran.

Distance de mise au point optimale (varie en fonction du grossissement choisi)



Conseil Prise de vue en mode Face


Lorsque l'icône « ▲ UP » s'affiche à l'écran, tenez l'appareil photo comme indiqué par l'icône ▲.



Enregistrer des vidéos


4 Mise au point et enregistrement

Appuyez sur le déclencheur pour faire la mise au point. Après mise au point, appuyez sur SET pour enregistrer la vidéo. La mise au point est automatiquement ajustée en fonction des changements de distance et de mise au point. Appuyez à nouveau sur SET pour terminer l'enregistrement. La durée maximale d'enregistrement est de 10 minutes par vidéo.




5 Faire la mise au point et prendre la photo

Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point. Lorsque la mise au point est faite, le témoin de mise au point vert s'affiche en bas à droite de l'écran. Enfoncez alors complètement le déclencheur pour prendre la photo.



Conseil Autofocus Spot

Vous pouvez faire la mise au point hors de la zone d'autofocus en touchant la zone que vous souhaitez photographier directement sur l'écran (mode Spot AF). Pour retourner au mode AF standard, maintenez la pression sur la zone spot pendant quelques secondes.



Si vous appuyez par inadvertance sur des touches pendant la prise de vue et si un autre menu s'affiche, enfoncez le déclencheur à mi-course pour retourner au mode de prise de vue.


L'EyeSpecial C-V peut transférer les images enregistrées sur votre ordinateur via un réseau local sans fil (WLAN). Pour plus d'informations sur la configuration de la fonction Wi-Fi, veuillez vous reporter à la p. 42 du manuel d'utilisation.

Modes de prise de vue


		Standard Pour photographie intraorale standard			Éblouissement bas Pour capturer les détails des dents antérieures, des modèles dentaires ou des restaurations indirectes
		Chirurgie Pour photographie intraorale à une distance plus grande			Blanchiment Parfait pour comparer les teintes avant et après blanchiment des dents
		Miroir Pour photographie intraorale avec un miroir. L'image peut ensuite être inversée après la prise.			Télé-Macro Pour photographier les détails des dents antérieures, des modèles dentaires ou des restaurations indirectes avec une résolution supérieure
		Face Pour vues de face, portrait buste ou plain-pied			Isoler teinte Pour optimiser l'enregistrement de la teinte, la teinte gingivale peut être isolée.
		Vidéo Pour enregistrer des vidéos			

Capacité de stockage de la carte mémoire

Le nombre maximum de photos que peut contenir une carte mémoire 16 Go SDHC est d'environ 9.999. Après 5.000 photos, le message de gauche s'affiche lorsqu'on branche l'appareil. Lorsqu'on atteint 9.999 photos, le message de droite s'affiche indiquant que la carte est pleine et qu'on ne peut plus prendre de clichés.



Message après 5.000 photos



Message après 9.999 photos

Utilisez SureFile pour mieux organiser vos données


Pour simplifier la gestion des fichiers et le tri des photos, SHOFU a créé un logiciel exclusif appelé « SureFile ». Pour télécharger ce logiciel gratuit et pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.shofu.co.jp/surefile/indexe.html

Pour utiliser SureFile, votre carte SD doit impérativement être au préalable formatée dans l'EyeSpecial C-V :

- 1 Insérez votre carte SD dans la fente prévue
- 2 Pressez la touche MENU
- 3 Pressez la touche F4
- 4 Sélectionnez l'onglet 5
- 5 Sélectionnez « Formater carte SD »


Pour plus de détails, voir page 41 du manuel d'utilisation.

Visualisation des photos



Appuyez sur la touche en mode prise de vue pour passer au mode lecture. La dernière photo prise s'affiche.

Faites pivoter la molette pour faire défiler les photos.



Agrandissement de photo




Vignettes

Pour afficher une seule photo, sélectionnez-la en la touchant directement sur l'écran.




Effacement de photos

Si vous souhaitez supprimer la photo affichée, appuyez sur « OK » pour continuer. Sinon, appuyez sur « Annuler » pour annuler la suppression.



Fonctions d'édition (photos)

Appuyez sur la touche MENU pendant l'affichage d'une photo que vous souhaitez éditer.



1 Dessiner sur les photos

Tracez des lignes sur les photos en touchant l'écran.



2 Faire pivoter les photos

Il est possible de faire pivoter les photos de 90 degrés.



3 Protection d'images

Protégez des images pour éviter de les effacer accidentellement ou de les éditer par inadvertance.


Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages 38/39 du manuel d'utilisation.

Fonctions pendant la lecture de vidéos

Lecture d'une vidéo


Sélectionnez une image vidéo.

Appuyez sur l'icône au centre de l'écran ou appuyez sur la touche SET pour lire la vidéo.



Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 40 du manuel d'utilisation.

Fonctions pendant la lecture de vidéos




La lecture de vidéos peut être contrôlée en appuyant sur les touches de l'appareil ou en tournant la molette.

Insertion des piles et de la carte mémoire SD


Insérer les piles / accumulateurs

Piles compatibles : 4x AA
(accumulateurs rechargeables nickel-hydrure métallique (Ni-MH) ou piles alcalines)



Insérer la carte mémoire SD

Cartes mémoire SD compatibles :



Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

Visionner des vidéos/photos avec le câble HDMI

- 1 Connectez l'appareil à un écran TV ou un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI.
- 2 Sélectionnez le mode lecture et pressez la touche MENU. Appuyez sur le bouton HDMI.
- 3 Le mode de lecture est affiché. Utilisez les boutons de l'appareil photo ou la molette pour opérer.

L'écran de l'appareil photo est masqué et la vidéo/photo est affichée sur le téléviseur ou un autre appareil connecté avec le câble HDMI ; l'écran tactile LCD ne peut donc pas être utilisé. Certaines fonctions telles que peindre ou la rotation d'image ne peuvent pas s'utiliser.

- 4 Pour terminer la lecture via HDMI, appuyez la touche MENU. Le message ci-dessous s'affiche sur l'écran connecté. Pressez la touche SET sur la caméra et sélectionnez « LCD ». Lorsque l'image s'affiche sur son écran, débranchez le câble HDMI. Les câbles HDMI disponibles sur le marché sont compatibles avec l'EyeSpecial C-V. Consultez notre recommandation page 37 du manuel d'utilisation.

Le logo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une marque déposée d'Administrator, Inc.

