

exeol Daspi

ASPIRATION
DENTAIRE

Détergent désinfectant des tuyaux d'aspiration dentaire



PRODUIT

DOUBLE
ACTION

NON
MOUSSANT

Solution à diluer pour le nettoyage et la désinfection quotidienne des surfaces internes des tuyaux d'aspiration connectés à l'unit dentaire

- ▲ Formule non moussante pour prévenir les interruptions d'aspiration.
- ▲ Double action : nettoyage et désinfection en une seule opération.
- ▲ Actif en 15 min. (bactéricide, levuricide, tuberculocide et virucide contre les virus enveloppés).

Mode d'emploi

Veuillez consulter les recommandations de retraitement du système d'aspiration défini par le fabricant de l'unit dentaire.

Préparation de la solution :

Par tuyau d'aspiration : 1L d'eau + 20mL de **exeol D aspi**

Pour 2 tuyaux d'aspiration : 2L d'eau + 40mL de **exeol D aspi**

- ▲ **Flacon 1L doseur** : **1.** Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. **2.** Diluer la totalité de la dose obtenue dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante : 2% (20mL/L). **3.** Mélanger la solution diluée.
 - Refermer le flacon après utilisation.

- ▲ **Bidon 5L** : Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon. **1.** Dévisser le bouchon du bidon. **2.** Utiliser un système de dosage adapté. En cas de nécessité d'amorçage du système de dosage (ex : pompe doseuse), ne pas utiliser la dose obtenue avant amorçage complet. **3.** Diluer le concentré dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante : 2% (20mL/L). **4.** Mélanger la solution diluée.
 - Refermer le bidon après utilisation si le système de dosage ne reste pas positionné sur le bidon.

Utilisation :

1. Selon les instructions du fabricant de l'unit dentaire, aspirer la solution diluée dans les tuyaux d'aspiration immédiatement après sa préparation.
2. Temps de contact : 15 min. Respecter le temps de contact recommandé.
3. Rincer à l'eau.
4. Eliminer la solution diluée après chaque utilisation.

Le traitement des surfaces internes des tuyaux d'aspiration s'effectue au moins une fois par jour, en fin de journée.

Présentations commerciales

- Carton 6 x 1L doseur 20mL : EXD0005
- Carton 2 x 5L : EXD0004

Composition

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques, colorant, parfum et excipients.

BONNES PRATIQUES



CARACTÉRISTIQUES

- ▲ pH pur : 9,5 - 10,5
- ▲ pH à 2%* : 9,5 - 10,5
- ▲ Parfum** : Citron
- ▲ Couleur : Jaune fluo

*En eau déminéralisée

**Parfum de synthèse



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr

Marquage CE obtenu en 2023
DM classe IIa



DENTAL
exeol
UNE DIVISION SODEL

Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, 2%, 15 min., 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	CONCENTRATION	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 13727 EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	2%	15 min.
Levuricide	EN 13624 EN 14562	<i>Candida albicans</i>	0,5%	15 min.
Tuberculocide	EN 14348 EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	2%	15 min.
Virucide contre les virus enveloppés ¹	EN 14476 EN 17111	Virus de la Vaccine souche <i>Elstree</i> ¹	2%	15 min.
Actif sur Herpesvirus Humain de type 1	EN 14476 EN 17111	Herpesvirus Humain de type 1 souche HF	0,5%	15 min.

¹ Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777 et dans l'Annexe B de la norme EN 17111, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Précautions

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

UFI : THC9-00CX-500X-N79S



UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

DENTAL
exeol
UNE DIVISION SODEL