

Fiche produit



Core Paste®

Core Paste est un matériau crémeux et radio-opaque, spécifiquement développé pour la reconstitution de moignons lorsqu'il ne reste pas suffisamment de support radiculaire.

Sa viscosité est idéale pour effectuer des reconstitutions sans avoir recours à une matrice. Existe en formule duale ou auto, qui vous offre l'assurance d'une polymérisation complète du matériau.

Sa consistance crémeuse en fait un produit facilement applicable par couches dans les canaux. Economisez du temps tout en réalisant des soins fiables.

Core Paste existe en teintes émail et blanc. Une formule prise rapide existe aussi en blanc. Cette teinte blanche est facilement identifiable par rapport à la dent naturelle.

Core Paste teinte émail peut être utilisé pour des restaurations esthétiques du secteur postérieur.

La résistance, la longévité et la simplicité d'utilisation de Core Paste en font un produit multi-fonctions que vous pouvez utiliser au quotidien. Simplifiez-vous les reconstitutions !

Depuis plus de 30 ans Core Paste séduit par sa forte résilience, sa fiabilité dans le temps et sa manipulation extrêmement simple. Les études réalisées en laboratoire démontrent que Core Paste est le plus résistant des matériaux de reconstitution.

Comparé aux amalgames, Core Paste a une meilleure résistance à la flexion.



Applications

- ✓ Reconstitution de moignons pour couronnes
- ✓ Scellement de tenons
- ✓ Reconstitution complète Inlay-core et couronne
- ✓ Réparation et traitement préventif de fractures radiculaire
- ✓ Restauration esthétique des dents postérieures



PROPRIETES

Formule duale _____

Option seringue double chambres _____

Excellentes caractéristiques d'utilisation _____

Radio-opaque _____

Disponible en teintes émail et blanche _____

Plus de 30 ans de succès clinique _____

BENEFICES

Assure une polymérisation complète en toutes situations

Facilité d'utilisation, pas de mélange manuel, moins de perte

Viscosité permettant la superposition des couches, application très facile, se travaille comme la dentine

Matériau très facilement identifiable sur les radios

La teinte émail améliore l'esthétique des restaurations translucides, la teinte blanche est facilement repérable par rapport à la structure naturelle de la dent

Efficacité prouvée



Avant



Après

Scellement de tenon et reconstitution de moignon



1) Remplissez la préparation avec Core Paste (exemple avec teinte émail)



2) Insérez le tenon (exemple avec tenon fibré)



3) Polymérisez avec la lampe Sapphire ou Flashlite



4) Le tenon est coupé, le moignon est reconstitué. La zone est prête pour la prise d'empreinte puis fabrication de la couronne

SDC

SOCIÉTÉ DES CENDRES

DEPUIS 1859

SDC - Société des Cendres

13, rue du Général Mocquery 37 550 ST AVERTIN

01 49 61 41 41 - info@sdc.fr

www.sdc.fr