

Distribué en France et DROM-COM par



DEXTER
VECTEUR DE PROGRÈS

Hémostase simple

**Partenaire efficace pour le contrôle
des saignements dans tous les actes dentaires**

Hémostatiques résorbables



AEGIS LIFESCIENCES

PROTECTION THROUGH PERFECTION



2460



REGISTERED FACILITY



13485



Mai 2026/000507

SURGISPON® DENTAL

Pour obtenir une hémostase immédiate lors des extractions et de la chirurgie buccale, osseuse et des tissus mous.

Étant neutre en pH, elle peut être utilisée en combinaison avec des antibiotiques et des agents chimiothérapeutiques sans réduction de l'effet hémostatique de l'éponge.

Instructions d'utilisation (IFU) à lire attentivement avant utilisation

CARACTÉRISTIQUES



Fabriqué à partir de gélatine pharmaceutique hautement purifiée.



Il présente une porosité uniforme et réagit de manière neutre.



Peut être utilisé à sec ou saturé avec une solution saline stérile.



Sans toxines, sans allergènes, sans réactions immunitaires, sans effets pyrogènes.



Complètement résorbé en 4 semaines.



Absorbe environ 45 fois son poids en sang.



Stérilisé aux rayons Gamma & prêt à l'emploi

AVANTAGES CLÉS

Hémostase rapide et fiable

- Favorise la formation d'un caillot sanguin stable
- Élimine le risque de saignement secondaire
- Permet l'ajout d'antibiotiques pour les patients à haut risque (par exemple : fumeurs, diabétiques, immunodéprimés)
- Agit comme un excellent vecteur, permettant une administration locale d'antalgiques

Réduction de la résorption de la crête alvéolaire


- Maintient la forme de l'alvéole et la lamelle vestibulaire
- Garantit la stabilité du volume alvéolaire

Confort amélioré pour l'utilisateur et le patient

- Facile d'utilisation : simple à découper et à manipuler
- Étapes de traitement simplifiées
- Solution hémostatique rentable

Régénération osseuse stable

- Un site d'implant osseux stable se forme rapidement
- Favorise la régénération des tissus



EXEMPLES D'APPLICATIONS

Extractions

Arrêt de l'écoulement et du saignement au niveau de l'alvéole

Contrôle des saignements abondants après les extractions dentaires

Comme support pour la libération lente des facteurs de croissance lors de la cicatrisation des alvéoles d'extraction

Chirurgie orale des os et des tissus mous

En tant que matrice support (avec des médicaments) dans la régénération osseuse des défauts périapicaux

Contrôle du saignement de la cavité lors de l'énucléation de kystes

Le cube dentaire est placé dans la cavité chirurgicale afin de maintenir le volume et la forme du site, tout en facilitant le modelage précis et la finition de surface. Cette étape permet une préparation optimale en vue d'une implantation ultérieure



INFORMATIONS DE COMMANDE

ID du produit	Nom du produit	Dimensions (mm)	No. de pièces par boîte
SSP-101010	CUBES	10 x 10 x 10	12
SSP-101010	CUBES	10 x 10 x 10	32
SSP-101010	CUBES	10 x 10 x 10	50



FORMAT 25mm X 30mm X 05mm

ID du produit	Nom du produit	Dimensions (mm)	No. de pièces par boîte
253005.10	FLEX	25 x 30 x 05	10



Photos Docteur Blanc ©

100% ORIGINE NATURELLE

Surgi-ORC®

- Hémostatique résorbable naturel d'origine végétale, composé de cellulose régénérée oxydée
- Utilisé pour arrêter les saignements capillaires, veineux et des petites artérioles lorsque la suture et autres procédures conventionnelles sont inefficaces ou impraticables
- **C'est l'un des agents hémostatiques topiques bioabsorbables utilisés en chirurgie générale et en chirurgie parodontale**

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Cellulose d'origine végétale



Hémostase en 2 à 5 minutes



Complètement résorbé en 28 jours



Bactériostatique et bactéricide



Résistant à l'effilochage, facile à couper



Grande flexibilité et bonne drapabilité



ORIGINAL/
STANDARD



AVANTAGES CLÉS



Résorbable et n'interfère pas avec la cicatrisation



Facile à utiliser et d'efficacité prouvée



Ne présente pas de risque de transmission des infections virales que présentent les produits à base de protéines de coagulation sanguine.

OÙ UTILISER Surgi-ORC ?

Chirurgie parodontale

Hémorragie post-extraction

Alvéolite post-extractionnelle (alvéole sèche)

INFORMATIONS DE COMMANDE

ID du produit	Dimensions (cm)	No. de pièces par boîte
Surgi-ORC® ORIGINAL/STANDARD		
SOO-0203	5.1 x 7.6	12
SOO-502	1.3 x 5.1	12

service.clients@dexter.fr
01 34 34 38 10



DEXTER
VECTEUR DE PROGRÈS