




**DEXTER**  
VECTEUR DE PROGRÈS

# *COFFRET POUR LA RETOUCHE DE LA CÉRAMIQUE ZIRCON*




# Coffret pour la retouche de la


**L'**évolution des nouvelles prothèses issues de la CFAO vers des éléments fixes en céramique zircon vous confronte à de nouvelles difficultés techniques pour la retouche occlusale de celles-ci.

**P**our relever ce défi, Dexter a créé pour vous un coffret simple et ergonomique avec des fraises et des polissoirs spécifiques :

> **La Fraise Zircon'Touch** spécialement conçue avec des grains diamantés sphériques de **40µm pour la double bague rouge et de 15µm pour la double bague jaune**, pour une retouche douce et sans risque.



FRAISES ZIRCON'TOUCH



FRAISES CLASSIQUES



→ **Polissoir DEXTER :**

polissoir en une étape, à haute teneur en grains diamantés de 8 à 32µm englobés dans une matrice élastomère exclusive et innovante, vous permettra d'obtenir un poli miroir qui rendra votre retouche invisible.



Chape zircon brute d'un bridge implanto-porté



Chape après polissage  
Lustrage obtenu en 30secondes

# Céramique Zircone



**DEXTER**  
VECTEUR DE PROGRÈS

*Composition du Coffret pour la retouche  
de la céramique zircone (REF.C11093) :*



|              |           |           |           |                    |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Z8368-023    | Z9368-023 | Z8881-016 | Z9881-016 | OVB040             | CVB060     |
| D77017       | D77018    | D77011    | D77012    | OVB040X010         | CVB060X010 |
| Zircon'Touch |           |           |           | Polissoirs zircone |            |





# DEXTER

VECTEUR DE PROGRÈS



Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe IIa non remboursés par la SS, lire attentivement la notice avant toute utilisation. CE 0459, Fabricant Dexter.FCPJ06.26

111 Rue Henri Barbusse, 95100 Argenteuil

Service Clients : 01 34 34 38 10

[www.dexter.fr](http://www.dexter.fr)

