




SOCIÉTÉ DES CENDRES

Depuis 1859



SÉLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ

Du 1^{er} avril au 31 août 2025

ACCASTILLAGE IMPLANTAIRE



NOUVEAU PARTENARIAT



Dental Group




Systèmes compatibles
avec les grandes marques
d'implantologie



Pièces garanties à vie.
S'appliquent aux implants
en combinaison avec des
composants IPD. Il assure
aussi le **remboursement** de
l'implant si la garantie du
fabriquant est défailante



SOCIÉTÉ DES CENDRES
Depuis 1859



Tous les produits
sont certifiés




Leader dans le
domaine des
piers compatibles
optimisés pour le
flux numérique

classe IIa / CE0051 fabriqué par IPD


WORKFLOW ANALOGIQUE



PILIER CALCINABLE
Existe en droit ou angulé



PILIER
Droit ou angulé



CALCINABLE



**PILIER DE
CICATRISATION**



ANALOGUE
Pour modèle en plâtre



**PILIER
PROVISOIRE**



VIS

Titane ou nitrure de titane
Droite ou angulée



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



POINTE TPA



PILIER MULTI-UNIT
Droit ou angulé



**PILIER POUR PROTHÈSE
ADJOINTE**
Même protocole que Zest Locator®

WORKFLOW DIGITAL



SCAN BODY



TI-BASE



**GUIDE DE
COUPE**


ANALOGUE 3D
Pour modèle imprimé



Large gamme qui ne cesse de s'accroître, consultez votre
commercial.e qui vous aidera à optimiser vos commandes

PRODUITS ASSOCIÉS ACCASTILLAGE

OUTIL DE CALIBRATION



Logiciel gratuit

→ Permet à IPD de vous fournir la bibliothèque spécifique selon les caractéristiques de votre imprimante



DISQUES HAUTE QUALITÉ




- Disques à haute performance et à haute résistance
- Destinés au découpage de l'acier et des alliages
- Renforcés bilatéralement par un maillage en fibre de verre



BEAUTILINK SA

La solution de scellement complète

classe IIa / CE0123 fabriqués par Shofu



Ne nécessite pas de primer




Smile Line ☺

classe I fabriqué par Smileline

PRISE DE TEINTE NUMÉRIQUE

Valeurs universelles dans la colorimétrie :

- Teinte mesurée communiquée en coordonnées L*a*b*
- Puis exportées vers le logiciel Matisse qui calculera toutes les recettes et mélanges de poudres céramiques nécessaires pour le cas donné



OPTISHADE
STYLE ITALIANO

HOLDING GEL N.F.

Gel de fixation provisoire par Lionel MARSLEN

Une petite goutte sur le die est suffisante pour faire tenir – de manière provisoire – vos veneers de même que vos travaux tout-céramique



SMILE LITE MDP 2

Poignée connectée

Appareil de prise de photo intelligent avec une poignée connectée en bluetooth. Il permet d'améliorer de manière spectaculaire la qualité des images prises avec un smartphone.



SMILE LITE

Pour une prise de teinte sans reflets

La Smile Lite permet, avec son support, de réaliser toutes les étapes de la coloration sous lumière polarisée. Offre une meilleure perception de la couleur lors de la comparaison avec le guide des teintes



IMPRIMANTE 3D A2DHD

L'imprimante qui s'adapte à vos besoins



RÉSOLUTION
1K → 4K



**MODULE
PULSEUR D'AIR**

Une transparence sans polissage



RÉSINE



Logiciel
gratuit



CURE



**UNITÉ DE
LAVAGE**



Nous vous accompagnons dans le financement de votre imprimante

SHOFU

CÉRAMIQUE VINTAGE ZR

Pour une restauration sans métal



- Micro-céramique renforcée à la leucite
- À base de feldspath naturel : assure une liaison sécurisante
- Résistance, stabilité, esthétique et translucidité optimale
- Indications : couronnes et bridges sur armatures en zircone



CÉRAMIQUE VINTAGE PRO

Céramique pour CCM


- Grand choix de masse «gum» pour la réalisation d'une fausse gencive personnalisée
- Manipulation facile, grande stabilité des strates lors du modelage
- Compatible avec tous les alliages dont le CET est inclus entre 13,5 et 14,8 x 10 K
- Aspect naturel de la teinte
- Caractérisations et personnalisations à l'infini



CÉRAMIQUE VINTAGE LD

Pour une restauration au disilicate de lithium

- Excellent mimétisme avec la dent naturelle
- Abrasion similaire à celle de l'émail naturel
- Teintier basé sur le VITA* Classical
- Choix des techniques de montage : stratification, maquillage ou cut-back
- Réalisation de restaurations au disilicate de lithium en «tout céramique»



VINTAGE ART UNIVERSAL

Colorants et glaçages universels en poudre



- Reproduit les caractéristiques internes et externes des dents naturelles
- Créer d'excellentes restaurations céramiques.
- Profondeur naturelle aux restaurations en zircone ou en disilicate de lithium
- Pas besoin de stratification.
- Les colorants présentent des couleurs vibrantes et une bonne opacité.



Le liquide YAMAMOTO crée de la profondeur et montre la teinte finale pendant le mélange et l'application – avant cuisson de la restauration.



Deux glaçages permettent à l'utilisateur de finaliser des restaurations avec ou sans fluorescence.



BEST MILL

Puissance 3700W - Chargeur 24 outils
Pour : Zircon, PMMA, Cire, Premill,
Vitrocéramique, CrCo, Titane
3 Configurations machine (Chargeur de
disques et deuxième centre d'usinage)

GTR

Puissance 3700W - Chargeur 12 outils
Pour : Zircon, PMMA, Cire, Premill, Vitrocéramique, CrCo, Titane
Plus rapide et orientée métaux



HYBRIDE

Hybrid Full (Dry & Wet)

Puissance 1200W - Chargeur 12 outils
Pour : Zircon, PMMA, Cire, Premill,
Vitrocéramique, CrCo, Titane

Hybrid Soft (Dry)

Puissance 1200W - Chargeur 12 outils
Pour : Zircon, MMA, Cire



R-ONE +

Usinage 4 axes
Puissance 1200W
Chargeur 12 outils
Pour : Zircon, PMMA, Cire




ULTRA RAPIDE
FINITION EXEMPLAIRE
GAMME ÉTENDUE



2 CREATE

Volume Ø100 x 100 mm
Chrome Cobalt & titane
20 minutes pour changer de
matériau



2 CREATE PLUS

Volume 150 x 150 x 100 mm
Chrome Cobalt & Titane
20 minutes pour changer de
matériau



K2 PLUS

Impression 3D filamentaire
Zéro post traitement salissant
Aucun matériau nocif



FOURS POUR ZIRCON

Aidite CSF-400

RAPIDE

Frittage d'une couronne en 30min




Adapté au frittage de différents matériaux

Frittage jusqu'à 14 couronnes en une fois



Montée en température rapide, isolé à 1580°C pendant 1 heure

4 programmes de frittage customisables et 4 programmes pré-définis



Aidite CSF-200L

Le four peut être ouvert à 900°C




Interruption en cas de problème de frittage

Surveillance intelligente des éléments en chauffe



Contient 10 programmes pré-définis et 10 programmes personnalisés

classe IIa / CE0197 fabriqué par Aidite



Aidite®

RAPIDE


Aidite CSF-400 Pro

Frittage d'un bridge longue portée (complet) en 4,8 heures



Aucun nivellement requis et hautement étanche

Tige en silicium molybdène haute performance



Système de refroidissement haute qualité

Facile d'utilisation



13 programmes de frittage customisable et 3 programmes pré-définis



Disque AIZIR Flash

classe IIa / CE0197 fabriqué par Aidite



Disque en zirconie à frittage rapide qui peut être fritté en 30 minutes tout en conservant des qualités esthétiques et une grande résistance.

Que ce soit en frittage rapide ou lent, il obtient une translucidité pouvant atteindre 48 % dans les deux cas.


Sa haute résistance à la flexion répond à l'ensemble des indications cliniques.

Teintes basées sur le teintier Vita

1150 1310 1470 1650 1850

Translucidité : 48%

Résistance à la flexion : 1250MPa




DISQUE ZIRTOOTH MULTI NEO

La Zircone au quotidien

Haute translucidité similaire à la dent naturelle, cette zircone s'intègre parfaitement en bouche.

- Résistance à la flexion de **600 à 1200 MPa** en cervical
- Température finale de frittage **1500°C**
- Translucidité variant de **49%** en incisal à **40%** en cervical
- **100% poudre Tosoh**
- Teintes basées sur le teintier Vita
- Idéal pour la fabrication de **restaurations esthétiques**, couronnes antérieures et postérieures : implant, bridge, bridge longue portée, complet



DISQUE PRÉ-TEINTÉ



DISQUE BLANC

- Idéal pour vos chapes
- Résistance à la flexion : 1200 Mpa
- Restauration jusqu'à 7 unités
- Température finale de frittage 1530°C
- Épaisseurs de 10mm, 12mm, 14mm, 6mm, 18mm, 20mm, 22mm et 25mm.
- Translucidité à 41%
- Disque pré-teinté : 16 teintes du teintier Vita



EFFICACITÉ, PRÉCISION ET PERFORMANCE



DISQUE MULTICOUCHES

- Idéal pour les fulls
- Résistance à la flexion de 700 à 1200 MPa en cervical
- Température finale de frittage 1500°C
- Translucidité variant de 57% en émail à 43% en cervical



Bridge



Complet



Couronne antérieure / postérieure

classe IIa / CE0197 fabriqué par VSmile



SOCIÉTÉ DES CENDRES
Depuis 1859

SALLE DE FORMATION


Découvrez nos formations céramique, composite, optishade, et bien d'autres...

Pour tous niveaux, participez à la formation qui vous correspond.

Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir tous nos stages de prothèses.



SHOFU



OPTISHADE
STYLE ITALIANO

matisse®

WILLÉO R203

Résine pour modèles 3D



- Compatible avec toutes les puissances d'écrans DLP
- Permet de produire des modèles dentaires avec un bel état de surface et une grande précision
- Ne dégage pas d'odeur
- Vos productions avec WILLEO R203 sont 10% à 30% plus rapides qu'avec WILLEO R176
- Couleur Beige

La résine Willéo R203, est compatible avec la plupart des imprimantes :

Anycubic Photon
Asiga
Bego

Phrozen
Nexdent
Sprintray

3D Totem (Sentry)
Elegoo

INNOWER



Je Choisis
Le Sourire
made in France

**Prothésiste
et praticien :**
l'alliance gagnante
du savoir-faire français,
au service du patient

Rejoignez notre initiative
militante pour

Garantir la sécurité des matériaux
et la traçabilité

Optimiser la communication pour un
travail sur-mesure

Soutenir une filière de proximité et
l'artisanat français



lesprothesistesdentairesfrancais.fr

Nos offres et produits vous intéressent ?

Nos collaborateurs auront le plaisir de vous rencontrer et répondre à vos attentes !

En attendant, flashez le QR code pour visiter notre site internet.



Thierry BALOIN
06 30 37 54 60
thierry.baloin@sdc.fr



Aniele ROBIN
06 15 87 59 75
aniele.robin@sdc.fr



Jean-François PATTE
06 66 98 77 86
jean-francois.patte@sdc.fr



Charline Glaser
06 14 04 04 45
charline.glaser@sdc.fr



Frédéric TEIXEIRA
06 35 35 24 84
frederic.teixeira@sdc.fr



Ferialle BICHARI
06 66 98 76 92
ferielle.bichari@sdc.fr



Samy-Théo MELLAL
06 15 87 71 21
samy-theo.mellal@sdc.fr

Commercial Sud-Ouest

06 15 87 71 26
commandes@sdc.fr

**Nous recrutons sur ce secteur,
rejoignez-nous !**

Tous les produits de cette brochure sont des dispositifs médicaux, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement la notice et l'étiquette avant toute utilisation.