

# CRB - Ceraresin Bond

Pour toutes les réparations sur restaurations céramiques ou composites

Avec le système Ceraresin Bond, on peut maintenant coller de façon sûre et durable divers matériaux, en intra ou extra-oral. Par exemple, CRB est apte à compléter rapidement des restaurations céramiques à l'aide de matériaux photopolymérisables. De plus, CRB peut combiner des résines polymérisables à froid avec des composites photopolymérisables, comme différents composites photo entre eux. Il n'y a pas de limite à la caractérisation des dents artificielles avec les matériaux photopolymérisables.

## C'est un adhésif pour

- réparation de restaurations céramiques avec un composite d'obturation, un composite pour C&B ou une résine de base
- modification et réparation de dents en résine ou en céramique avec un composite d'obturation, un composite pour C&B ou une résine de base
- restaurations réparées avec un composite d'obturation, une résine de base ou un composite pour C&B
- réparation de restaurations en céramique, en composite pour C&B, en composite d'obturation ou en résine de prothèse



Réf.	Quantité	Produit
1741	1 pce	<b>CRB Kit</b> : CRB I 6 ml, CRB II 5 ml MicroBrush jaune et rose, 25 pces. chaque, 5 godets