

RESITOP

MODÈLE DE DUPLICATION



- D'utilisation simple, Resitop assure une définition exceptionnelle dans un matériau résistant aux chocs, ne s'effritant pas et facile à rectifier. Son retrait est nul, sa précision est de 50 microns. Le kit de colorants offre une palette étendue de couleurs. Il conserve ses propriétés intactes longtemps après ouverture.

TECHNIQUE

UTILISATION

Retourner 4 à 5 fois le bidon de composant C sans agiter (la couleur doit être **homogène**). Verser 30 à 40 g (selon la taille du modèle) dans le bêcher prévu à cet effet.

Ajouter 1 à 2 gouttes du colorant souhaité et mélanger pour obtenir une couleur uniforme.

Dans les empreintes en polyether, vaporiser le produit démoulant. Isoler les pivots en plastique ou en métal. Verser la même quantité de composant D et remuer à la spatule jusqu'à obtenir un mélange homogène. Le mélange à part égale s'effectue en poids.

Remplir au pinceau les parties délicates puis finir de remplir l'empreinte en versant au centre du modèle en un mince filet.

Démouler 20 à 30min après.

Composant C : 30 g ou 32 mL / 35 g ou 36 mL / 40 g ou 42 mL

Composant D : 30 g ou 28 mL / 35 g ou 32 mL / 40 g ou 38 mL